



AI GENERATED

ÜBERSICHT

Der ello auf einen Blick.

Der elektrische Rollator,
der unterstützt, ohne einzugreifen.

ello-rollator.de

ello

Er wird nicht geschoben. Er geht mit.



WAS ER KANN

Bergauf

Zwei Elektromotoren am Anstieg.

Bergab

Bremst im Gefälle automatisch ab.

Tempo

Er erkennt Ihr Gehtempo und passt sich an.

Loslassen

Beim Loslassen der Griffe stoppt ello.

Sturzprävention

Sensorik erkennt Stolpern, verlangsamt spürbar für sicheren Halt.

Bedienung

Einschalten, Fitness-Level einmal wählen. Falten über die Zuglasche.

Untergrund

Große Räder für Pflaster und unebenes Terrain.

Hindernisse

Bordsteine oder kleinere Stufen per Knopfdruck überwinden.

Beleuchtung

Schaltet sich bei Dämmerung von selbst ein, vorne, unten und hinten. Dazu Reflektoren und eine Hupe.

Akku

Entnehmbar, im Gerät wie extern aufladbar und im Flugzeug transportierbar. Ladezeit etwa 4 bis 5 Stunden.

Rollwiderstand

Auch ohne Akku bleibt ello leichtgängig und einsatzbereit.

Einkaufskorb

Leicht entnehmbar, belastbar bis 5 Kilogramm.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	12,5 kg	Faltmaß	357 × 833,5 mm
Material	Glasfaserverbund	Bereifung	PU-Vollreifen, vorn 11 Zoll
Sitzhöhe	553 mm	Schutzart	IP23

LIEFERUMFANG

ello · Akku · Ladegerät · Einkaufskorb · Rückengurt · Bedienungsanleitung · Aufbau- und Einweisungsanleitung